

WA UC 1501 L

Lessive liquide UltraColor 1,5 l

lessive liquide très efficace pour les textiles couleurs et noirs.

Numéro EAN: 4002516531494 / Numéro de matériel: 11979340 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997231EU1



- Excellent pouvoir anti-taches, même à basse température
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteille plastique 100 % recyclé, pour un environnement protégé
- Color Protect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Sans microplastiques et bon taux de biodégradabilité
- Miele Aqua : une fragrance naturelle et rafraîchissante