

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
pour les textiles sombres et noirs.

Numéro EAN: 4002516531647 / Numéro de matériel: 11986740 /
Ancien Numéro de matériel: 11997232EU1



- Allie performance de nettoyage et protection des fibres hors pair
- Color Protect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet antiboulochage : empêche vos vêtements de devenir gris
- Contient 7 enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteille plastique 100 % recyclé, pour un environnement protégé
- Rendement élevé couvrant 60 cycles de lavage