

WA SO 1503 L

Adoucissant UltraSoft 1,5 l

pour du linge doux et moelleux, avec la fraîcheur du parfum Aqua.

Numéro EAN: 4002516531340 / Numéro de matériel: 11986970 /
Ancien Numéro de matériel: 11997233EU1



- parfum naturel, tout en fraîcheur et propreté
- Réduit le froissement et simplifie le repassage du linge
- Bouteille plastique 100 % recyclé, pour un environnement protégé
- Sans microplastiques et bon taux de biodégradabilité
- Contre l'électricité statique dans le sèche-linge
- Rendement élevé — pour 50 cycles de lavage