

WA CSP 0603 L

Capsules Sport

Lessive spéciale pour textiles synthétiques, paquet de 6. EasyOpen.

Numéro EAN: 4002516547495 / Numéro de matériel: 12014050 /
Ancien Numéro de matériel: 11997221EU1



- Propreté hygiénique et fraîcheur durable
- Préserve les fibres pour des vêtements durables et indéformables
- Permet aux fibres de respirer
- Empêche aux vêtements de se charger d'électricité
- Capsules 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour 6 utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge