

FA C 452 L
Set 3x Miele Cocoon
pour 150 séchages – le pur bonheur du linge frais.

Numéro EAN: 4002516551140 / Numéro de matériel: 12023720 /
Ancien Numéro de matériel: 11997229EU1



- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge merveilleusement parfumé – sans adoucissant
- Intensité du parfum réglable à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos