

APST 002/1
Clé USB Wi-Fi
pour la connexion facile des stérilisateurs en Wi-Fi.



- Raccordement facile sur un port USB de l'appareil
- Transmet les données de process à un terminal connecté en Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516677215 / Numéro de matériel: 12141160 /
Ancien Numéro de matériel: 68900012D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9
Dimension extérieure, largeur nette en mm	16
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	30
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Directive RoHS	•
FCC	•