

APLW 870

Kit gicleurs à injection

avec support, pour nettoyage de récipients de sédimentation (cônes Imhoff).



- Kit comprenant 4 buses spéciales avec supports
- Diamètre max. 120 mm, hauteur max. 470 mm
- À utiliser avec module d'injection A 300/2 disponible séparément
- À utiliser avec module d'injection A 300/3 disponible séparément
- Pour utilis. avec module d'injection A 620 disponible séparément
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516638124 / Numéro de matériel: 12151110 / Ancien Numéro de matériel: 69687000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Éprouvette graduée [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	85
Dimension extérieure, largeur nette en mm	175
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,56