

Set UltraColor & UltraWhite
Set UltraColor et UltraWhite
stock pour plus de six mois de lessive Miele.

Numéro EAN: 4002516620310 / Numéro de matériel: 12158220 /
Ancien Numéro de matériel: 11997265EU1



- 1 paquet UltraWhite pour le linge blanc
- 3 bouteilles UltraColor pour le linge de couleur
- Excellent pouvoir anti-taches, même à basse température
- Résultat optimal à 20/30/40/60/95 °C
- Du linge propre, tout simplement. Avec Miele.