

## ProCare Dent 10 MA - 5 l

Détergent liquide, faiblement alcalin, 5 l

pour le traitement optimal des instruments standard et rotatifs.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Numéro EAN: 4029577143428 / Numéro de matériel: 12186860 / Ancien Numéro de matériel: 66913203EU1

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
Valeur pH de la solution	10,6-10,7
<b>Principaux domaines d'utilis.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzyme, Tensioactifs anioniques, tensioactif non ionique
Convient pour les pièces à main et contre-angles	•
Haut degré de préservation des matériaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments de transfert	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	5
Capacité en ml	5000
<b>Conformités, contrôles, indic.</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•