

ProCare Dent 11 A - 1 kg
Détergent en poudre, alcalin, 1 kg
pour le traitement optimal des instruments standard.



- Convient pour instruments standard (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Poudre

Numéro EAN: 4029577154998 / Numéro de matériel: 12186980 / Ancien Numéro de matériel: 66911102EU1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Valeur pH de la solution	11,1
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphate, tensioactif non ionique
Excellentes capacités de nettoyage	
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	
Convient pour les instruments standards	
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	242
Dimension extérieure, largeur nette en mm	107
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Capacité de charge en g	1000
Poids brut en kg	1
Conformités, contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•