

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité des matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique
- Facilite le remplissage dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Numéro EAN: 4029577155032 / Numéro de matériel: 12187230 / Ancien Numéro de matériel: 66915202EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateurs
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateurs
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Sans tensioactifs	•
Convient pour les des matériaux sensibles	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la cuve de lavage	•
Sans composés phosphorés	•
Convient pour les instruments standard et les instruments de transfert	•
Convenant à l'aluminium anodisé	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	1

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



Numéro EAN: 4029577155032 / Numéro de matériel: 12187230 /

Ancien Numéro de matériel: 66915202EU1

Capacité en ml 1000

Conformités, contrôles et indicateurs

CE

Conforme aux normes SGH/CLP

•

•