

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour une neutralisation optimale à base d'acide phosphorique.



- Convient pour instruments standard (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Dosage simplifié grâce à un bec verseur de précision
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Numéro EAN: 4029577155087 / Numéro de matériel: 12187370 / Ancien Numéro de matériel: 66914202EU1

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination des couleurs de revenu, du calcaire, les dépôts d'urine et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur pH de la solution	2,3
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
<b>Principaux domaines d'utilis.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Sans tensioactifs	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standards	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	2
Capacité en ml	1000
<b>Conformités, contrôles, indic.</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•