

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]
 Produit de rinçage, 1 l
 à bec verseur, pour le rinçage final de la charge.



- Pour un séchage amélioré et plus court
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Dosage simplifié grâce à un bec verseur de précision
- Concentré liquide

Numéro EAN: 4029577155117 / Numéro de matériel: 12187410 /
 Ancien Numéro de matériel: 66917102EU1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,3 ml/l (0,03 %)
Valeur pH de la solution	3,8
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de rinçage.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Méthylchlorisothiazolinone, Méthylisothiazolinone, Phosphonate, tensioactif non ionique
Convient pour les pièces à main et contre-angles	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	1000
Conformités, contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•