


APLW 630

Utilisation

pour la prise en charge optimale des détendeurs.



- Convient au traitement sûr d'4 appareils respiratoires
- Avec panier petites pièces dont quatre compart. av. code couleur
- Avec raccord d'air comprimé et indicateur d'air comprimé
- Raccord par accouplements rapides (compatible Parker Rectus 25®)
- Utilisable dans paniers APLW 152, APLW 107 et chariot E 975/2

Numéro EAN: 4002516707905 / Numéro de matériel: 12229980 /

Ancien Numéro de matériel: 69663000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs à grande cuve, pompiers et services de secours	•
Composants	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour appareils respiratoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Noir, Inox
Indicateur air comprimé	•
Domaine d'application	
Traitement des appareils respiratoires	•
Capacité	
Appareils respiratoires [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	255
Dimension extérieure, largeur brute en mm	265
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,55
Poids brut en kg	6,01