

APLW 631

Utilisation

pour la prise en charge optimale des masques respiratoires.



- Traitement sûr de jusqu'à 4 masques respiratoires
- Avec quatre paniers à petites pièces

Numéro EAN: 4002516726036 / Numéro de matériel: 12230130 /
Ancien Numéro de matériel: 69663100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour masques respiratoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de masques respiratoires	•
Capacité	
Masques respiratoires [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	265
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	2,99
Poids brut en kg	2,99