


APLW 633

Utilisation

pour rangem. optimal supports d'app. resp. auto. et bouteilles d'air comprimé.



- Approprié p. traitement 2 supports appareils respiratoires auton.
- Ou pour traiter jusqu'à 2bouteilles d'air comprimé
- Pressurisation possible avec de petites bouteilles de traitement
- Utilisable dans le panier APLW 152

Numéro EAN: 4002516726043 / Numéro de matériel: 12230150 /
Ancien Numéro de matériel: 69663300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 7111 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour support de respirateur à air comprimé	•
Complément pour bouteilles d'air comprimé	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des supports de respirateur à air comprimé	•
Traitement de bouteilles d'air comprimé	•
Capacité	
Bouteilles d'air comprimé [nombre]	2
Supports de respirateur à air comprimé avec bouteille d'air comprimé [nombre]	1
Supports de respirateur à air comprimé [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	360
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	10,91
Poids brut en kg	10,92