

APLW 839
Support
pour fixer les bouteilles d'air comprimé.



- Contenu : deux supports pour fixer une bouteille d'air comprimé
- Pour utilisation dans complément APLW 636

Numéro EAN: 4002516652045 / Numéro de matériel: 12230180 /
Ancien Numéro de matériel: 69683900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de bouteilles d'air comprimé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,50
Poids brut en kg	0,52