


APLW 636

Utilisation

pour rangem. optimal supports d'app. resp. auto. et bouteilles d'air comprimé.



- Pour traiter jusqu'à 4 supports d'appareil respiratoire autonome
- Pour traiter jusqu'à 4 bouteilles d'air comprimé
- Traitement mixte possible
- Pressurisation possible avec de petites bouteilles de traitement
- Possibilités de chargement flexibles
- Utilisable dans chariot A 500

Numéro EAN: 4002516697404 / Numéro de matériel: 12230220 / Ancien Numéro de matériel: 69663600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour support de respirateur à air comprimé	•
Complément pour bouteilles d'air comprimé	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des supports de respirateur à air comprimé	•
Traitement de bouteilles d'air comprimé	•
Capacité	
Bouteilles d'air comprimé [nombre]	4
Supports de respirateur à air comprimé avec bouteille d'air comprimé [nombre]	2
Supports de respirateur à air comprimé [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	460
Dimension extérieure, largeur brute en mm	620
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	13,56
Poids brut en kg	13,56