

## APLW 873

Dispositif de fixation  
avec mousquetons pour marquage couleur.



- Set de six attaches de différentes couleurs et de six mousquetons
- Pour utilisation avec APFD 200, APFD 201, APLW 630 et APLW 631

Numéro EAN: 4002516726050 / Numéro de matériel: 12230230 /  
Ancien Numéro de matériel: 69687300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Violet
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des appareils respiratoires	•
Traitement de masques respiratoires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03