

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 500 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



- Concentration élevée pour d'excellents résultats de lavage
- Excellente dissolution des salissures d'huile et de graisses
- Haut degré de préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Primé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Numéro EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 /

Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
Stérilisateurs compacts	•
Utilisations possibles	
Nettoyage des surfaces en inox	•
Élimination des traces de café et de thé	Très bien
Entretien manuel	•
Élimination des restes de nourriture séchés	Très bien
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination de la graisse	Très bien
Élimination de l'huile	Très bien
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus tenaces ou secs	•
Élimination des protéines	Très bien
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'amidon	Très bien
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des résidus alimentaires	Très bien
Élimination des résidus tenaces ou secs	Très bien
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,8
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit nettoyant inox
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 500 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



Numéro EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 /

Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans composés phosphorés	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•

Caractéristiques du produit

Type de produit	Produit nettoyant inox
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques

Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans silicates	•
Haut degré de préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Sans composés phosphorés	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•

Dimensions et poids

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	51,00
--	-------

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	93
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	51
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	93
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	51
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	500

Conformités, contrôles et indicateurs

Écolabel UE	•
-------------	---

Numéros de contrôle

Écolabel européen : DE/020/507	•
--------------------------------	---