

ProCare Tex 10 W - 20 l

Lessive laine, concentré liquide, légèrement acide, 20 l pour le nettoyage en machine de laine.



- Pas de feutrage de la laine
- Évite les transferts de couleur
- Empêche le regrisonnement
- Test dermatologique

Numéro EAN: 4002516732440 / Numéro de matériel: 12338960 / Ancien Numéro de matériel: 59706301V1

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Valeur pH de la solution	4,8-5,8
Convient pour un dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Caractéristiques du produit	
Biodégradable	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Capacité en ml	20000
Conformités, contrôles, indic.	
Conforme aux normes SGH/CLP	•