

Set 5 UltraPhase  
Miele UltraPhase 1 et 2  
en kit avec deux IntenseClean pour la propreté hygiénique de votre lave-linge.

Numéro EAN: 4002516707233 / Numéro de matériel: 12344350 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997280EU1



- Inclus : trois UltraPhase 1, deux UltraPhase 2, deux IntenseClean
- Pour des couleurs vives et un linge blanc éclatant
- Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos
- IntenseClean élimine les graisses, les bactéries et les odeurs
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité