

APWD 211

Set de paniers

pour le traitement des instruments dentaires.



- Panier supérieur A 105/1 avec E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836
- Panier inférieur A 151

Numéro EAN: 4002516721857 / Numéro de matériel: 12379770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69621100D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Panier à mailles	•
Autre complément	•
Panier à injection	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Panier inférieur	•
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Capacité</b>	
Instruments de transfert [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	560
Dimension extérieure, largeur nette en mm	545
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	565
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	595
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	11,13
Poids brut en kg	12,59
<b>Accessoires</b>	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1