

APWD 212

Set de paniers

pour le traitement des instruments dentaires.



- Panier sup. A 105/1 av E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Tuyau de filtration A 800 et brosse de nettoyage A 804
- Panier inférieur A 151

Numéro EAN: 4002516720799 / Numéro de matériel: 12379780 /
Ancien Numéro de matériel: 69621200D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Panier à injection	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Instruments de transfert [nombre]	22
Instruments avec lumen [nombre]	22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	560
Dimension extérieure, largeur nette en mm	545
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	565
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	590
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	12,37
Poids brut en kg	13,84
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1