

APWD 216

Set de paniers

pour le traitement des instruments dentaires.



- Panier sup. A 105/1 av E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Tuyau de filtration A 800 et brosse de nettoyage A 804
- Panier inférieur A 151 avec A 317, barre à injection A 315, A 836
- Permet de traiter jusqu'à 44 instruments creux

Numéro EAN: 4002516721864 / Numéro de matériel: 12379800 / Ancien Numéro de matériel: 69621600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Autre complément/autre module	•
Support	•
Gicleur à injection	•
Filtre	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	6
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	6
Instruments de transfert [nombre]	44
Aspirateur [nombre]	44
Instruments avec lumen [nombre]	44
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	890
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	17,58
Poids brut en kg	19,43
Accessoires	
A 838 Jeu de clés [nombre]	1