

APLW 880

Kit d'équipement ultérieur

pour Rec in, quatrième arrivée d'eau, avec pompe de surpression pour PLW 8636.



- Nécessaire pour pomper un fluide à partir d'un réservoir tampon
- Pour une utilisation avec un réservoir de recyclage existant côté client
- Utilisable avec un récipient existant du côté client, par ex. conteneur IBC
- Le montage est réalisé par le service après-vente

Numéro EAN: 4002516745532 / Numéro de matériel: 12426490 /
Ancien Numéro de matériel: 69688000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	123
Dimension extérieure, largeur brute en mm	315
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	4,36
Poids brut en kg	4,84