

APLW 883

Kit d'équipement ultérieur

pompe membrane et canne d'aspiration supp., bidon interne 5–10 l pour PLW 8636.



- Pour bidons de 5–10 l dans le tiroir de dosage
- La canne d'aspiration est dotée d'une détection de niveau de vide
- Le montage est réalisé par le service après-vente

Numéro EAN: 4002516744603 / Numéro de matériel: 12426680 /
Ancien Numéro de matériel: 69688300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,79
Poids brut en kg	0,95