

APLW 884

Kit d'équipement ultérieur

pompe membrane et canne d'aspiration supp., bidon externe 5–10 l pour PLW 8636.



Numéro EAN: 4002516745518 / Numéro de matériel: 12426740 /
Ancien Numéro de matériel: 69688400D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs, laboratoire •

Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces
industriel •

Composants

PLW 8636 [IPC] •

PLW 8636 [LAB/LAB MON] •

Catégorie de produit

Jeu d'adaptation •

Système de dosage •

- Pour bidons de 5–10 l, placés à l'extérieur de l'appareil
- La canne d'aspiration est dotée d'une détection de niveau de vide
- Le montage est réalisé par le service après-vente