

APLW 885

Kit d'équipement ultérieur

pompe membrane et canne d'aspiration supp., bidon externe 10–20 l pour PLW 8636.



Numéro EAN: 4002516745525 / Numéro de matériel: 12426770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69688500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•

- Pour bidons de 10–20 l, placés à l'extérieur de l'appareil
- La canne d'aspiration est dotée d'une détection de niveau de vide
- Le montage est réalisé par le service après-vente