

APLW 886

Kit d'équipement ultérieur

pour contrôle de dosage à débitmètre à roues ovales à monter dans le PLW 8636.



- Quantité mesurée plus précise grâce au débitmètre à roues ovales
- Le montage est réalisé par le service après-vente

Numéro EAN: 4002516745433 / Numéro de matériel: 12426910 /
Ancien Numéro de matériel: 69688600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,08