

APLW 887

Kit d'équipement ultérieur

canne d'aspiration suppl., pour bidon externe de 10–20 l à monter dans PLW 8636.

Numéro EAN: 4002516745082 / Numéro de matériel: 12426920 /

Ancien Numéro de matériel: 69688700D



Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•

- Pour bidons de 10–20 l, placés à l'extérieur de l'appareil
- La canne d'aspiration est dotée d'une détection de niveau de vide
- Le montage est réalisé par le service après-vente