

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Lessive délicats et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 20 l très efficace, sans phosphates, avec Écolabel européen.



- Pour un nettoyage optimal des textiles délicats
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Action rapide et contrôle d'excès de mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Numéro EAN: 4002516757559 / Numéro de matériel: 12442070 / Ancien Numéro de matériel: 59702302V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	8,5-9,6
Convient pour un dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des tenues de travail	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Lessive textiles délicats et couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Capacité de charge en g	21000
Capacité en ml	20000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel UE	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/039/020	•