

## ProCare Tex 10 MA - 20 l

Lessive délicats et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 20 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Action rapide et contrôle d'excès de mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Distingué par l'Écolabel européen

Numéro EAN: 4002516757559 / Numéro de matériel: 12442070 / Ancien Numéro de matériel: 59702302V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur de pH à 20 °C	9,5
Convient pour un dosage automatique	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Utilisation</b>	
Systèmes en libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et garderies	•
Entreprises artisanales	•
Établissements de soins et maisons de retraite	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Lessive textiles délicats et couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
<b>Composants</b>	
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,03
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	288,00
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	378

## ProCare Tex 10 MA - 20 l

Lessive délicats et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 20 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



Numéro EAN: 4002516757559 / Numéro de matériel: 12442070 / Ancien Numéro de matériel: 59702302V1

Dimension extérieure, largeur brute en mm	256
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	288
Capacité de charge en g	21000
Poids brut en kg	22,00 kg
Capacité en ml	20000

### Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel UE	•

### Numéros de contrôle

Écolabel européen : DE/039/020	•
--------------------------------	---