

Miele Desinfect - 5 kg
Lessive universelle désinfectante, poudre, alcaline, 5 kg
pour le lavage de textiles blancs et grand teint.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Lessive universelle ultra concentrée avec effet désinfectant à partir de 40 °C
- Élimination en profondeur des pigments, de la graisse et de la saleté
- Protection fiable contre les bactéries, champignons et virus
- Listé par l'Institut Robert Koch comme processus de désinfect. chimico-thermique
- Testé dermatologiquement

Numéro EAN: 4002516776161 / Numéro de matériel: 12495040 /
Ancien Numéro de matériel: 59707101V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Effet antistatique	Très bien
Degré de blancheur	Très bien
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	11,4
Caractéristiques du produit	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Lessive désinfectante
Alcalinité	Alcalin
Type d'agrégat	Détergent en poudre
Composants	Parfums, Tensio-actifs, Enzymes, Azurants optiques
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Peut être utilisé comme antichlore	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,8
Sans microplastiques	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	205,00
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24

Miele Desinfect - 5 kg
Lessive universelle désinfectante, poudre, alcaline, 5 kg
pour le lavage de textiles blancs et grand teint.



Numéro EAN: 4002516776161 / Numéro de matériel: 12495040 /
Ancien Numéro de matériel: 59707101V1

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	296
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	205
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	296
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	205
Capacité de charge en g	5000
Poids brut en kg	5,55 kg
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Listé par l'Institut Robert Koch	•