

## ProCare Tex 30 C - 5 l

Agent neutralisant, concentré liquide, acide, 5 l

pour la protection optimale des textiles avec une neutralisation efficace.



- Agent neutralisant à base d'acide citrique
- Pour un pré-lavage acide ou une utilisation après le lavage principal
- Convient à tous les lavages
- Empêche l'apparition de taches jaunes
- Valeur pH stables et neutres dans le textile

Numéro EAN: 4002516776215 / Numéro de matériel: 12495200 /  
Ancien Numéro de matériel: 59711101V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Dosage</b>	
Convient pour un dosage automatique	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	2,5
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des tenues de travail	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Agent neutralisant
Alcalinité	Acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,23
À base de matières premières 100 % renouvelables	•
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•