

DKF 40-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérable
pour les hottes à recyclage Miele DAS 2x4x et DAS 4x40.



Numéro EAN: 4002516808947 / Numéro de matériel: 12500160 /
Ancien Numéro de matériel: 28996470EU1

- Un air frais et sans odeurs dans toute la cuisine
- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Faible résistance à l'écoulement grâce à une forme spécifique