

DADC 9000

Cheminée gris mat


pour une évacuation d'air par le haut.

Numéro EAN: 4002516805045 / Numéro de matériel: 12506100 /
Ancien Numéro de matériel: 28996472D



- Pour DA 9092 W gris graphite
- Hauteur de cheminée flexible de 380 à 740 mm
- Largeur de cheminée 290 mm
- Profondeur de fût 170 mm
- Matériel de fixation murale inclus

DADC 9000
Cheminée gris mat
pour une évacuation d'air par le haut.



DADC9000 (Installation drawings)