


APWD 153

Panier

pour la prise en charge de compléments à mailles DIN et divers compléments.



Numéro EAN: 4002516847540 / Numéro de matériel: 12537450 /

Ancien Numéro de matériel: 69615300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PWD 8682 C	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de petits éléments	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	88
Dimension extérieure, largeur nette en mm	530
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	522
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	115
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	553
Poids net en kg	1,86
Poids brut en kg	2,46