

APWD 339

Scellés

pour éviter l'ouverture accidentelle après la stérilisation vapeur.



- 100 pièces par paquet

Numéro EAN: 4046963510619 / Numéro de matériel: 12566300 /  
Ancien Numéro de matériel: 69633900D

<b>Famille produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
<b>Composants</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Joint	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,07