

MB1 250

Verre doseur, 250 ml

pour un dosage simple des produits ProCare.



- Verre doseur empilable avec poignée solide
- Échelle imprimée avec paliers de 5 ml
- Permet un dosage précis des produits liquide et en poudre

Numéro EAN: 4002516805953 / Numéro de matériel: 12594330 /

Ancien Numéro de matériel: 59712001V1

Famille produit	
ProCare	•
Utilisations possibles	
Dosage facile des produits ProCare	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	132,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	115
Dimension extérieure, largeur nette en mm	117
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	77
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	105
Dimension extérieure, largeur brute en mm	94
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	132
Poids brut en kg	0