

MB1 250

Verre doseur, 250 ml

pour un dosage simple des produits ProCare.



- Verre doseur empilable avec poignée solide
- Échelle imprimée avec paliers de 5 ml
- Permet un dosage précis des produits liquide et en poudre

Numéro EAN: 4002516805953 / Numéro de matériel: 12594330 /
Ancien Numéro de matériel: 59712001V1

| | |
|--|--------|
| Famille produit | |
| ProCare | • |
| Utilisations possibles | |
| Dosage facile des produits ProCare | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 132,00 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 115 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 117 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 77 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 105 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 94 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 132 |
| Poids brut en kg | 0 |