

DV1 DIN51

Robinet de vidange
pour une distribution simple des produits liquides ProCare.



- Dosage simple, rapide et propre
- Couvercle vissé DIN 51 pour bidons de produit ProCare de cinq et dix litres
- Poignée facilement accessible pour une utilisation simple

Numéro EAN: 4002516815440 / Numéro de matériel: 12594480 /
Ancien Numéro de matériel: 59713001V1

Famille produit	
ProCare	•
Utilisations possibles	
Remplissage facile des produits liquides ProCare	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	62
Dimension extérieure, largeur nette en mm	98
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	66
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	0