

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.



- Convient au panier supérieur O 891
- Pour 33 soucoupes ou 17 assiettes à dessert

Numéro EAN: 4002516854944 / Numéro de matériel: 12610680 /
Ancien Numéro de matériel: 67581002D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour sous-tasses	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Capacité	
Sous-tasses [nombre]	33
Assiettes à dessert [nombre]	17
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505

E 810

Complément

pour une prise en charge optimale des soucoupes ou assiettes à dessert.

Numéro EAN: 4002516854944 / Numéro de matériel: 12610680 /
Ancien Numéro de matériel: 67581002D

Poids net en kg	0,63
Poids brut en kg	0,92

