

APFD 203

Complément

pour le traitement des cadres porteurs d'appareils respiratoires autonomes.



- pour le traitement sûr d'un cadre porteur d'appareil respiratoire

Numéro EAN: 4002516854197 / Numéro de matériel: 12615470 /  
Ancien Numéro de matériel: 67020302D

| Famille produit                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée                        | •    |
| Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours | •    |
| Composants                                             |      |
| PG 8063                                                | •    |
| PLW 8683 [Safety]                                      | •    |
| PLW 8693 [Safety]                                      | •    |
| Catégorie de produit                                   |      |
| Complément pour support de respirateur à air comprimé  | •    |
| Caractéristiques du produit                            |      |
| Matériau                                               | Inox |
| Couleur                                                | Inox |
| Domaine d'application                                  |      |
| Traitement des supports de respirateur à air comprimé  | •    |
| Capacité                                               |      |
| Supports de respirateur à air comprimé [nombre]        | 1    |