


A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement de 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré


Numéro EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /
Ancien Numéro de matériel: 69610201D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Composants | |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 8683 [Safety] | • |
| PLW 8693 [Safety] | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier ouvert en façade/support de panier | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Traitement des instruments gynécologiques | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des sabots de bloc OP | • |
| Traitement des cuvettes | • |
| Traitement des haricots | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Capacité | |
| Compléments à mailles DIN [nombre] | 2 |
| Compléments à mailles SPRI [nombre] | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 206 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 528 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 527 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 230 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 540 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 545 |

A 102

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



Numéro EAN: 4002516855262 / Numéro de matériel: 12645600 /
Ancien Numéro de matériel: 69610201D

| | |
|------------------|------|
| Poids net en kg | 3,04 |
| Poids brut en kg | 3,78 |