


U 408

Panier

pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec rangées

Numéro EAN: 4002516855309 / Numéro de matériel: 12654500 /
Ancien Numéro de matériel: 67640802D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier pour tasses	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris, Blanc
Nombre de rangées	4
Écart entre les supports en mm	85
Capacité	
Tasses [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,14
Poids brut en kg	1,97