

U 407

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Le complément à couverts E 168 est également utilisable

Numéro EAN: 4002516855255 / Numéro de matériel: 12654670 /

Ancien Numéro de matériel: 67640702D

Famille produit

Lave-vaisselle à surchauffeur

•

Composants

PG 8164

•

PTD 701

•

Catégorie de produit

Panier à vaisselle mixte

•

Caractéristiques du produit

Matériau

Câble, rilsanisé

Couleur

Blanc

Nombre de rangées

5

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

180

Dimension extérieure, largeur brute en mm

520

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

620

Poids net en kg

1,98

Poids brut en kg

2,93