


U 409

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Le complément à couverts E 165 est également utilisable

Numéro EAN: 4002516854999 / Numéro de matériel: 12654740 /

Ancien Numéro de matériel: 67640902D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier à vaisselle mixte	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris, Blanc
Nombre de rangées	3
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	1,47
Poids brut en kg	2,60