


U 507

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



- Pour verres, tasses, assiettes (à dessert), soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs et écartements de supports
- Hauteur d'écartement entre les supports : 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
- Faible écart entre les supports : 5,2 x 4,9 x 4,9 cm

Numéro EAN: 4002516854630 / Numéro de matériel: 12655900 /


Ancien Numéro de matériel: 67650702D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 507

Panier

pour la vaisselle classique des bistrots.



Numéro EAN: 4002516854630 / Numéro de matériel: 12655900 /

Ancien Numéro de matériel: 67650702D

Catégorie de produit

Panier à vaisselle mixte

•

Caractéristiques du produit

Matériau

Câble, rilsanisé

Couleur

Blanc

Nombre de rangées

5

Écart entre les supports en mm

113

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

270

Dimension extérieure, largeur brute en mm

550

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

625

Poids net en kg

2,86

Poids brut en kg

4,55