


KT 500

pour la prise en charge des paniers de dimensions 50 x 50 cm.



- Nécessaire pour le PG 8172 avec anciennes tables Miele (G 720/21)
- Le support de panier est utilisé à la place du support standard

Numéro EAN: 4002516854333 / Numéro de matériel: 12663120 /
Ancien Numéro de matériel: 67850003D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	620
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	815
Poids net en kg	2,62
Poids brut en kg	4,16